

シミュレータ使用例

<呼吸音聴診>



Mr.Lung II

各種呼吸音、症例のリストなどを備えている。コントロールPCの操作あり。胸部、背部の聴診も可能。

<心音聴診>



イチローII A

各種心音、呼吸音、症例のリストなどを備えている。コントロールPCの操作あり。

<心電図測定>



フィジコ

電極を正しく装着する学習から、心電図の見かたまでの学習が可能。心音、肺音、腸音などの聴診も可能。

シミュレータ使用例


<採血>



Vライン・シンジョーⅢ

解剖理解（神経／血管の走行）・真空管採血・血管の触知・静脈内注射・逆血の確認・点滴静脈注射・シリンジ採血のトレーニングができる。

<超音波診断>



ボディワークスEve PoCUS

インストラクターがタブレットから遠隔で病態やバイタルの変異を組み合わせることで、リアルタイムにマネキンのエコー画像が変化。肋骨の陰影調整や心拍数/呼吸数などの病態も即時変更でき、リアルなシナリオトレーニングが可能。

<超音波診断>



外傷・救急用超音波診断 トレーニングファントム

腹部外傷におけるFAST、急性腹症病変の超音波画像診断を高めるプローブ操作や画像描出テクニックをトレーニングできる。

超音波診断装置
(LOGIQ e Expert)

シミュレータ使用例

<蘇生・成人>



セーブマンプロ

バイタルサインの情報をモニタータブレットに表示し訓練者に提示することができる。心電波形を選択でき、除細動も実施可能。

除細動器 等

<蘇生・小児>



SimJunior

専用のコントロールPC操作で、バイタルサインをモニターに反映させ、重篤な状態に対する診断過程や治療についてシミュレーションができる。

除細動器 等

<蘇生・新生児>



SimNewB

専用のコントロールPC操作で、バイタルサインをモニターに反映させ、重篤な状態に対する診断過程や治療についてシミュレーションができる。

除細動器 等

シミュレータ使用例

< 静脈注射 >




点滴静注シミュレータ Vライン

末梢静脈路確保の基本となる一連の手技をトレーニングできる。



< 膀胱留置カテーテル >



導尿・浣腸シミュレータ

排泄援助技術のトレーニングができる。



< 吸引 >



吸引シミュレータ Qちゃん

モデル断面が透明なため、カテーテル挿入状況を確認できる。

CPS実習装置

酸素吸入と吸引実習ができる。

シミュレータ使用例

<換気評価>



セーブマンプロ

換気量をタブレットに表示することができるため、効果的な人工呼吸トレーニングができる。胸骨圧迫訓練、評価も可能。

・
BVM

<急変対応>



SimMan 3G

病室で患者さんが急変したことを想定し、モニター装着、吸引、挿管の補助までの流れのシミュレーションができる。

除細動器 CPS ベッドサイド モニタ
救急カート AED 等

<経鼻胃管留置>



経管栄養シミュレータ

経鼻経口経管栄養・胃ろうの実践的な基礎のトレーニングができる。