

定量のためのウェスタンブロッティング 蛍光ウェスタンブロッティングセミナー

ウェスタンブロッティングは、ライフサイエンス研究において汎用的に用いられておりますが、昨今ではデータの信頼性を担保するために抗体の特異性や、感度、そして定量性が求められるようになってきました。一方、検出では検出感度の高さから化学発光法を用いた方法が一般的ですが、定量直線性やダイナミックレンジ、複数ターゲットの検出が難しいなどの、正確なデータを得るための課題が残されています。本セミナーでは、これらの課題に対するブレークスルーをもたらす蛍光ウェスタンブロッティングについてバイオ・ラッドの新製品情報を交えてご紹介させていただきます。日頃、ウェスタンブロッティングを用いた実験を行っている研究者の皆様は是非ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

セミナー概要

- 現状の化学発光を含めたウェスタンブロッティングの定量性を上げる(よりきれいに)ためのポイント
- ウェスタンブロッティングの総タンパク質補正ソリューション
- 蛍光ウェスタンブロッティングのメリット
-より高い定量性・複数ターゲットの同一メンブレンでの解析等-
- 蛍光ウェスタンブロッティングに最適化されたバイオラッド社 ChemiDoc TouchMPシステムによる実験提案(★デモ機設置決定！)

●日時: 2020年 11月 25日(水) 16時00分～17時00分

●開催方式: ウェブセミナー (Zoom Meeting)

●講師: バイオラッド・ラボラトリーズ株式会社

イメージアナライザー担当 池田

●デモ機設置日: 2020年 11月 26日～12月3日(研究棟302号室)

●デモ機: ChemiDoc TouchMPシステム

◆問合せ先◆


メーカー: バイオラッド・ラボラトリーズ株式会社

担当: 加藤 (営業担当)

TEL : 03-6361-7000(代表)

Email : tadakatsu_kato@bio-rad.com

ウェビナー
QRコード



蛍光検出法を用いたリン酸化タンパク質同時検出例

